

Blutdruckmessgerät

Oberarm **BASIS CONTROL**

PLUS

Der Mehrfachmess-Spezialist für noch mehr Messsicherheit

Das apornorm[®] Basis Control PLUS ist der Mehrfachmess-Profi unter den Blutdruckmessgeräten: Nur ein Knopfdruck genügt und das Modell führt mit nur kurzer Pausenzeit dazwischen hintereinander weg eine automatische Mehrfachmessung am Patienten durch (Einzelmessung wahlweise möglich). Aus allen Messungen (mindestens drei, maximal fünf) wird im Anschluss ein gewichteter Mittelwert gebildet.

Dieser ist nach Empfehlungen von Ärzten und Fachverbänden noch etwas genauer als ein Blutdruckwert, der nach einer Einfachmessung ermittelt wird. Und auch sonst bringt das Modell alles mit, was der Patient für eine verlässliche Blutdruckmessung benötigt (siehe Funktionsübersicht Rückseite).

Packungsinhalt

- Oberarm-Blutdruckmessgerät
- Softbügelmanschette Universalgr. M-L (22-42 cm, latexfrei)
- Gebrauchsanweisung + Garantiekarte
- Schnellstartanleitung
- Blutdruckpass mit den „8 Goldenen Regeln der Blutdruckmessung“
- Aufbewahrungstasche
- Manschetten-Maßband
- 4 Alkaline-Batterien Größe AA



Hilfsmittelnummer: 21.28.01.2147
PZN: 15204725
Artikel: 047291

Funktionen im Überblick

PLUS Automatische Blutdruck-Dokumentation



Benutzer



Speicherplätze

Zeichnet bis zu 99 Messwerte für bis zu 2 Personen im Haushalt auf, sodass Sie diese später noch leicht nachvollziehen können.

PLUS Einfache Blutdruckbewertung



Blutdruckkoppel



Mittelwert-anzeige

Stuft Ihre Blutdruckwerte nach internationalen Richtlinien auf einer farbigen Blutdruckkoppel ein und berechnet automatisch den Durchschnittswert aller Ihrer im Speicher befindlichen Messungen.


PLUS Dreifache Sicherheit



Mehrfach-messung

Kann nach Empfehlungen von Fachverbänden und Ärzten automatisch drei aufeinanderfolgende Messungen durchführen und errechnet daraus einen gewichteten, noch genaueren Durchschnittswert.

PLUS Extrakomfortables Ablesen



Auf dem XXL-Display werden Ihre Blutdruckwerte extragroß und gut lesbar angezeigt.



Arrhythmie-Erkennung

Erkennt Risikofaktor

Alarmiert Sie, wenn während der Messung Herzrhythmus-Abweichungen festgestellt werden.



Manschetten-Check

Unterstützt die korrekte Handhabung

Beugt verfälschten Messergebnissen vor, indem es Sie auf suboptimale Messvoraussetzungen aufmerksam macht.



Abschalt-automatik

Energieschonender Betrieb

Schaltet sich automatisch ab, wenn es länger nicht bedient wird.

PLUS = Erweiterte Funktionen gegenüber Grundmodell aponorm® Basis Control

KLINISCH+
VALIDIERT

5 JAHRE
GARANTIE

Erfüllt höchste Qualitätsansprüche

Dieses Gerät wurde nach einem der weltweit umfangreichsten Validierungsprotokolle für Blutdruckmessgeräte der renommierten „British and Irish Hypertension Society“ (BIHS) mit Bestnote A/A für Systole/Diastole validiert und bringt eine extralange 5-Jahres-Garantie mit.*



Nierenkranke



Diabetiker



Schwangere

12+

Kinder

Für Risikogruppen und Kinder geeignet

Dieses Blutdruckmessgerät ist explizit auch für Patienten mit bestehenden Vorerkrankungen wie z. B. Diabetiker oder Nierenkranke sowie zur Blutdruckkontrolle während der Schwangerschaft und für Kinder ab 12 Jahren empfohlen.



Anleitung in mehreren Sprachen

Im Downloadportal von www.aponorm.de finden Sie alle Anleitungen zum Gerät zusätzlich in englischer, türkischer, französischer und russischer Sprache.